

30	Kan Torba Buzdolabı Blood Bag Refrigerator ثلاجة أكياس دم
----	--

- (ÖNEMLİ) Dikkatli Okuyun/ (IMPORTANT) Read Carefully;

No	Tedarikçinin Sorumlulukları	Obligations of the supplier	مسؤوليات المورد
1	Teklif verilen cihazların tüm özellikleri detaylı olarak sağlanmalıdır. Aksi takdirde, detaylı olmayan gönderilen herhangi bir katalog, özellik defteri vs. ürünün reddedilmesine neden olabilir.	All specifications of the provided items must be provided in details. As a result, any submitted catalogue with no clear specifications might lead for the rejection of the item.	يجب توضيح جميع مواصفات الأجهزة المقدمة بالتفصيل. نتيجة لذلك ، قد يؤدي أي كتالوج مقدم بدون مواصفات واضحة إلى رفض الجهاز
2	Tedarikçi, sabit elektrik akımı gerektiren herhangi bir cihaz için bir UPS sağlamalıdır.	The supplier has to provide a UPS for any device that requires constant electrical current	يجب على المورد توفير UPS لأي جهاز يتطلب تيارًا كهربائيًا ثابتًا
3	Cihaz, sonuç okumaları, seçenekler ve kontrol için İngilizce dilini desteklemelidir.	The Device must support English language for results readings, options and control.	يجب أن يدعم الجهاز اللغة الإنجليزية لقراءات النتائج والخيارات والتحكم.
4	Tedarikçi cihazı teslim etmeli, kurmalı ve çalıştırmalıdır. Ayrıca tedarikçi, UIYV ekibine gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.	The supplier must deliver, install and operate the device. Also, the supplier is obliged to provide the required training to UIYV team	يجب على المورد تسليم الجهاز وتركيبه وتشغيله. أيضًا ، يلتزم المورد بتوفير التدريب المطلوب لفريق UIYV
5	Cihaz, teslim tarihinden itibaren beş iş günü içinde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu nedenle, kurulumda gerçekleştirilen herhangi bir gecikme olursa, teslimatta bir gecikme olarak sayılacaktır.	The device must be installed and operated within five working days from the delivery date. Therefore, any delay in installation will be considered a delay in delivery.	يجب تركيب الجهاز وتشغيله خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسليم. لذلك ، فإن أي تأخير في التركيب سيُعتبر تأخيرًا في التسليم.
6	Cihaz, kullanıcı dışı herhangi bir hasar için en az iki yıl ücretsiz tamir garantisi edilmelidir. Ayrıca, tedarikçi, iki ay içinde iki onarım arızasından sonra cihazı masrafları tedarikçiye ait olmak üzere değiştirmelidir.	The device must be guaranteed for at least two years free of charge for any non-user damage. Also, The supplier must replace the device on his own cost after two repair failures within two months.	يجب ضمان الجهاز لمدة عامين على الأقل مجانًا لأي ضرر غير مستخدم. أيضًا ، يجب على المورد استبدال الجهاز على نفقته الخاصة بعد فشل إصلاحه لمدة مرتين في غضون شهرين.
7	Tedarikçi, UIYV talebi üzerine teslim tarihinden itibaren en az 5 yıl süreyle cihazın gerekli tüm yedek parça ve aksesuarlarını sağlamakla yükümlüdür.	The supplier is responsible to provide all required spare parts and accessories of the device for at least 5 years from the delivery time upon UIYV request.	المورد مسؤول عن توفير جميع قطع الغيار والملحقات المطلوبة للجهاز لمدة 5 سنوات على الأقل من وقت التسليم بناءً على طلب UIYV.
8	Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin herhangi bir şekilde ihlali, tedarikçiyi düşük dereceli performansla maruz bırakacak ve buna göre mali cezalar uygulanacaktır.	Any violation of the above-mentioned obligations will expose the supplier to low rated performance and financial penalties will apply accordingly.	أي انتهاك للالتزامات المذكورة أعلاه سيعرض المورد لأداء منخفض التصنيف وسيتم تطبيق غرامات مالية وفقًا لذلك.

No.	Cihaz Özellikleri Device Specifications مواصفات الجهاز	Uyuşursa (v) işaretleyin Check (v) if conforms تحقق ب (v) في حال المطابقة
1	The outer surface of the device has been produced of galvanized steel with electrostatic paint resistant to rust and the inner surface is produced of stainless steel sheet.	
2	The device operates on 195-230 V/50 Hz	
3	The door of the device has double thermal glazing, it can be locked and has magnetic sealrings.	
4	Each shelf in the refrigerator takes 30 to 40 450 ml single blood bags	
5	The devicehas a pool type stainless steel shelf system. There is a plexi-glass protectorin front of each shelf. This mobile shelf system can be easily moved.	
6	There areseparators inside the drawers helping the blood bags to be placed and stockedeasily.	
7	The deviceoperates between +2/+8°C, which is the ideal storage temperature of bloodingredients, and it is set to +4°C.	
8	The deviceprovides equal temperature distribution with the strengthened fan system itcontains.	
9	Thelightening of the inner cabin of the device is carried out with LED lights.	
10	The devicehas full automatic defrost system in order to protect the productivity of thecooling evaporator.	
11	Auser-friendly digital control panel with a micro processor has been used on thedevice. This system can keep the data in memory for 30 days.	
12	Thethermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1degree sensitivity.	
13	There are 2probs in the blood bank refrigerator . One of these probs measures the innercabin temperature and the other measures the temperature of the sample liquid at the blood density. This information can be traced on the digital screen.	
14	integrated UPS system charged automatically at the control panel of the device.This system provides that at possible electricity cut offs the digital controlpanel and the thermal printer continue working for 24 hours.	
15	While the blood bank refrigerator is working the device gives alerts with the visual andaudio signal when the lower and upper temperature limits are exceeded, the doorof the device is left open, and there is electricity cut off or lowvoltage problems.	
16	The coolingsystem and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for the OZONE.	
17	There are two wheels with stoppers and two regular wheels on the device to provide easyportability.	
18	There is anexternal probe input on the device for connection to the heat tracing system.	
19	The capacity must be 390 Liters .	
20	Includes operation and maintenance manuals .	